

Checkliste für Kaleido mit DBLG1 bzw. DBLG2

Liebe Patientin, lieber Patient,

bald steht Ihr Aufnahmetermin in der Fachklinik Bad Heilbrunn an. Sie verwenden die Insulinpumpe Kaleido mit DBLG1 bzw. DBLG2 oder möchten damit beginnen.

Wir bitten Sie daher, vor Ihrer Anreise die folgende Checkliste in Ruhe durchzugehen. Da die Checkliste vertrauliche Informationen enthält, bleibt sie selbstverständlich bei Ihnen.

Wir freuen uns auf Ihren Termin und wünschen Ihnen bis dann alles Gute!

Bei neuer Insulinpumpe

- ☐ Technische Einweisung durch den Pumpenhersteller (kann nicht in der Klinik erfolgen).
Datum der technischen Einweisung: _____

Bei neuem CGM-System (Sensor)

- ☐ Technische Einweisung durch den Sensorhersteller (kann nicht in der Klinik erfolgen).
Datum der technischen Einweisung: _____

Mein Email-Konto (wichtig, um ggf. Passwörter wiederherzustellen)

- ☐ Meine Email-Adresse: _____ Passwort: _____

Yourloops

- ☐ Während der Inbetriebnahme (DBLG1: Steuergerät, DBLG2: App) wird automatisch ein Yourloops-Konto erstellt (siehe Rückseite). Notieren Sie unbedingt Ihre Nutzerdaten.
Yourloops Username: _____ Passwort: _____

Smartphone-Apps

- ☐ Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone kompatibel ist (siehe Rückseite).
Mein Smartphone Modell: _____
- ☐ Falls zutreffend: **DBLG2 App** herunterladen, installieren und einrichten (siehe Rückseite). Username: _____ Passwort: _____
- ☐ **Dexcom App** herunterladen, installieren und einrichten (siehe Rückseite).
Dexcom Username: _____ Passwort: _____

Packliste für den Klinikaufenthalt

Bitte nehmen Sie zur Sicherheit genügend Material für den Klinikaufenthalt mit. Wir bemühen uns, alles vorrätig zu haben, können das aber nicht garantieren.

- ☐ Beide Kaleido-Insulinpumpen, ausreichend Insulinkatheter und Reservoirs
- ☐ Ladestation für Insulinpumpe
- ☐ Bei DBLG1: Steuergerät, Original Ladekabel
- ☐ Bei DBLG2: Kompatibles Smartphone
- ☐ Falls vorhanden manuelle Fernbedienung (von Kaleido)
- ☐ Original Ladekabel für Steuergerät
- ☐ CGM-Sensoren und ggf. Transmitter
- ☐ Blutzuckermessgerät, Stechhilfe, Teststreifen

Anhang:

Yourloops-Konto

Bei DBLG1: Das weiße Steuergerät enthält eine SIM-Karte und lädt die Pumpen- und CGM-Daten selbständig in die Yourloops-Cloud hoch. Dadurch entstehen Ihnen keine Kosten. Bei DBLG2: Die Pumpen- und CGM-Daten werden von der App selbständig in die Yourloops-Cloud hochgeladen.

Die gespeicherten Insulinpumpendaten können über einen Internet-Browser angesehen werden. Ihr Yourloops-Konto wird während der Initialisierung des Algorithmus erstellt.

Yourloops Login-Seite	https://www.your-loops.com/login und rechts oben „Verbinden“ anklicken	
--------------------------	--	---

Passt mein Smartphone zu meinem Sensor und ggf. zu DBLG2?

WICHTIG: Auf folgender Internetseite können Sie prüfen, ob Ihr Smartphone kompatibel ist:

Dexcom G6/G7 Kompatibilitätsliste https://www.dexcom.com/de-DE/compatibility	
DBLG2 Kompatibilitätsliste (nur Android) https://www.dbl-diabetes.de/dblg2-smartphone-complst-android	

Für DBLG2: App herunterladen

Geben Sie zum Download im Playstore bzw. Appstore genau folgenden Namen ein:

DBLG2 – Diabetesmanagement

Optional: Dexcom App

Die Dexcom-App benötigen Sie, um den vollen Umfang an CGM-Alarmen nutzen zu können. Geben Sie im Playstore bzw. Appstore je nach gewünschter Glukoseeinheit genau folgenden Namen ein:

Für mg/dl	Dexcom G6 mg/dl DXCM3
Für mmol/l	Dexcom G6 mmol/l DXCM3