

Checkliste Medtrum TouchCare Nano System

Liebe Patientin, lieber Patient,

bald steht Ihr Aufnahmetermin in der Fachklinik Bad Heilbrunn an. Sie verwenden das AID-System Medtrum TouchCare Nano (Medtrum Pumpe + Medtrum CGM) oder möchten damit beginnen.

Wir bitten Sie daher, vor Ihrer Anreise die folgende Checkliste in Ruhe durchzugehen. Da die Checkliste vertrauliche Informationen enthält, bleibt sie selbstverständlich bei Ihnen.

Wir freuen uns auf Ihren Termin und wünschen Ihnen bis dann alles Gute!

Bei neuer Insulinpumpe

- ☐ Technische Einweisung durch den Pumpenhersteller (kann nicht in der Klinik erfolgen).
Datum der technischen Einweisung: _____

Bei neuem CGM-System (Sensor)

- ☐ Technische Einweisung durch den Sensorhersteller (kann nicht in der Klinik erfolgen).
Datum der technischen Einweisung: _____

Mein Email-Konto (wichtig, um ggf. Passwörter wiederherzustellen)

- ☐ Meine Email-Adresse: _____ Passwort: _____

EasyPatch App

- ☐ Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Medtrum TouchCare Nano-System kompatibel ist (siehe Rückseite). Mein Smartphone Modell: _____
- ☐ EasyPatch App herunterladen und installieren (siehe Rückseite), falls nicht im Rahmen der technischen Einrichtung erledigt. Wichtig: Die eigene Pumpe bitte noch **nicht** mit der EasyPatch App verbinden und keine weiteren Einstellungen vornehmen (wird während des Klinikaufenthaltes gemacht).

Die Login-Daten der App unbedingt notieren (= Medtrum Account):

Mein Benutzername: _____ Passwort: _____

Packliste für den Klinikaufenthalt

Bitte nehmen Sie zur Sicherheit genügend Material für den Klinikaufenthalt mit. Wir bemühen uns, alles vorrätig zu haben, können das aber nicht garantieren.

- ☐ Ausreichend Pods
- ☐ CGM-Sensoren und Transmitter
- ☐ Blutzuckermessgerät, Stechhilfe, Teststreifen
- ☐ Smartphone mit installierter EasyPatch App
- ☐ Optional / falls vorhanden: Medtrum Steuergerät (PDM) mit Original Ladekabel
- ☐ Ladegerät und -kabel für Transmitter
- ☐ Ladegerät und -kabel für Smartphone

Anhang:

Medtrum Herstellerwebsite für Deutschland

<https://de.medtrum.com/>

Passt mein Smartphone zur Medtrum Pumpe?

Auf folgender Internetseite können Sie prüfen, ob Ihr Smartphone mit dem Medtrum TouchCare Nano System kompatibel ist:

Kompatibilitätsliste Medtrum UK (https://www.medtrum.co.uk/images/Compatible_device.png)	
--	---

EasyPatch App: Pumpe steuern

Smartphone-App für die Steuerung des AID-Systems. Die Medtrum EasyPatch App läuft auf dem Smartphone und kommuniziert mit Sensor und Insulinpumpe. Die App wird zwingend für die Steuerung des Systems benötigt, falls nicht das optionale separate Medtrum Steuergerät (PDM) verwendet wird.

Medtrum EasyPatch App <u>in mg/dl</u>	
Medtrum EasyPatch App <u>in mmol/l</u>	

EasyView: Daten anschauen

Internetseite für die Datenanalyse. Nur über die Website „EasyView“ können die Sensor- und Pumpendaten analysiert werden. EasyView kann über einen Internet-Browser genutzt werden. Die Login-Daten für EasyView entsprechen Benutzername und Passwort für die EasyPatch App („Medtrum Account“, siehe Seite 1).

Medtrum EasyView Homepage (https://www.onetrum.com)	
--	---